



## Plum Eyewash - информация о продукции

### Описание

Флаконы Eyewash содержат 0,9% раствор хлорида натрия, с уровнем содержания соли, соответствующим естественной среде глаза. Изотонический раствор является средством первой помощи при несчастных случаях. Флакон снабжен эргономичной насадкой, которая позволяет правильно и щадяще промыть глаз. Слегка нажмите на флакон во время промывания. Флаконы DUO снабжены специальной насадкой, позволяющей промыть оба глаза одновременно. Флаконы Eyewash являются изделиями медицинского назначения, согласно директиве ЕС 92/42/ЕЕС. Паспорт безопасности доступен.



### Область применения

Plum Eyewash используется для вымывания из глаз инородных тел (таких как пыль, грязь, металлическая и древесная стружка и т.д.) а также химикалий, таких как масла и растворители. Цель незамедлительного промывания - предотвратить внедрение в глаз инородных тел, избежав тем самым серьезных повреждений. В случае повреждений химикалиями - мы рекомендуем воспользоваться стерильным раствором pH Neutral содержащим 4.9% буферный раствор фосфатных солей (спецификации продукта доступны) для нейтрализации. После использования pH Neutral мы рекомендуем продолжить промывание раствором Plum Eyewash 0.9% хлорида натрия до обращения к врачу. Внимание! обращение к врачу обязательно в любом случае! Наш план первой помощи покажет вам, какую жидкость следует использовать при различных видах травм. l'accident:



### ПЛАН ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

1 Определите характер поражения	2 Выберите правильный раствор и начните промывание	3 Продолжите промывание Plum EyeWash	4 Промойте как указано
<b>Инородные тела</b> (например пыль, грязь, металлическая и древесная стружка и т.д.)	Plum Eyewash	Plum Eyewash	Промывать вплоть до удаления инородного тела
<b>Кислоты</b>	pH Neutral	Plum Eyewash	Промывать примерно 2 мин раствором pH Neutral и продолжить промывание раствором Plum Eyewash до обращения к врачу
<b>Щелочи</b>	pH Neutral	Plum Eyewash	Промывать примерно 2 мин раствором pH Neutral и продолжить промывание раствором Plum Eyewash до обращения к врачу
<b>Иные химикалии</b> (например растворители и масла)	Plum Eyewash	Plum Eyewash	Промывать до исчезновения дискомфорта или до обращения к врачу

**ВАЖНО!** Жидкость должна попадать в глаз мягкой струей без напора. Слегка нажимайте на флакон, не сдавливая его. Мы рекомендуем всегда обращаться к врачу при любых типах травм глаз. Имейте всегда под рукой дополнительный флакон, для того, чтобы продолжить промывание по пути к врачу. Этот план первой помощи можно заказать у Plum.

# Plum Eyewash - информация о продукции



## Преимущества:

- Высокая функциональная надежность - флаконы изготовлены в соответствии с DIN EN 15154-4
- Решения, подходящие для различных ситуаций - флаконы разных размеров для мобильного использования и станции для монтирования на стене вблизи рабочего места
- Широкая область применения (т.к. производство, лаборатории, наборы первой помощи, мобильное использование в автомобилях, карманах и т.д)
- Прост в обращении: пострадавший может воспользоваться изделием без посторонней помощи
- Большой срок годности - 3 года для запечатанных флаконов
- Не требует обслуживания или замены жидкости (в отличие от воды)

## Как воспользоваться флаконом:



Извлеките флакон из контейнера



Поверните колпачок до нарушения герметичности флакона



Запрокиньте голову и начните промывание



Или наклоните голову вперед во избежание намочания одежды

## Инструкция по применению:

Продукт предназначен исключительно для одноразового использования. Не использовать после даты, указанной на флаконе. Пломбировка флакона должна быть неповреждена для обеспечения безопасного промывания. После вскрытия пломбировки возникает риск инфекции при повторном использовании!

## Размеры флаконов:

Содержание	200 мл	500 мл	1000 мл	500 мл DUO	1000 мл DUO
Артикул	4691	4604	4707	4861	4800
Время промывания	около 2 мин.	около 5 мин.	около 10 мин.	около 2 мин.	около 5 мин.
Размеры	B165 X ø55 мм	B220 X ø75 мм	B270 X ø85 мм	B220 X ø75 мм	B270 X ø85 мм